

◆ 身体のもみポイントにジャストフィット!!



◆ シンプル簡単操作の3ボタン!!



くるくるもみマッサージ

正転・逆転・入切の操作

温熱ヒーター

入切操作(もみ動作時)

バイブレーター

強・弱・入切の操作

くるくるもみ・温熱ヒーター・バイブがそれぞれ独立して操作できる3ボタンシステムです。単独使用や組合せ使用など、コリの状態にあわせて使用することができます。

※温熱ヒーターは、治療目的の機能ではありません。

◆ 絶妙のもみ心地を実現した画期的なくるもみローラー!!

正転と逆転機能がこれまでにないもみ心地をお約束。さらに温熱ヒーター機能とバイブ機能が「プロの手」感覚のもみ心地を提供します。



※くるもみローラーイメージ図



※温熱ヒーター作動時の様子

**SPEC**  
製品仕様

一般的な名称：家庭用電気マッサージ器  
販売名：ライフフィット LF01  
機種名：LF01  
医療機器認証番号：224AKBZI00017000  
定格電圧・周波数：AC100V:50/60Hz  
消費電力：20W(電熱装置4.5W含)  
タイマー：15分  
本体質量：約1.3kg  
本体寸法：H:35cm W:36cm D:18cm  
JANコード：45604022900XX



ブラウン / LF01BR  
4560402290127



ディープブルー / LF01DB  
4560402290134



ワインレッド / LF01WR  
4560402290110

**CAUTION**  
ご注意



安全に関する  
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような方は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている方(例:血栓(塞栓)症)、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は医師に相談の上、その指示に従ってください。ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/生理中の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/高血圧症の人/皮膚に創傷のある人/脚部に重度の血行障害のある人/骨粗しょう症の人や骨の弱い人/脊椎の骨折、捻挫、肉離れ等、急性とう痛性疾患の人/安静を必要とする人/体温38℃以上(有熱期)の人/その他身体に特に異常のある人や医師の治療を受けている人。
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障などが発生した場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または製造販売元までご連絡ください。



JQA-MD0003

株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引取り修理並びにサービスパーツの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年版認証を取得しています。

**SERVICE**  
製造販売

《製造販売元》

お客様相談窓口



**0120-484-100**

平日9時～18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

株式会社 **マルタカテクノ** 静岡県藤枝市八幡字広通550-1  
http://www.marutakatechno.co.jp

《発売元》

**03-6303-8926**

**FUJIMEDIC** 富士メディック株式会社

東京都大田区山王 2-12-6-304 エミネ山王 http://www.fujimedic.jp

※仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

標準小売希望価格

**オープン価格**

●お取扱店